

Обеспечение образовательного процесса, объектами для проведения практических занятий по основам безопасности жизнедеятельности

Наименование	Характеристики	Значение характеристики	Ед.изм	кол-во
Тренажёр-манекен «Максим 1-01»	Тип	Тренажер-манекен представляет собой модель человека в полный рост и предназначен для отработки сердечно-лёгочной реанимации.	штука	1
	Манипуляции	- не прямой массаж сердца; - искусственную вентиляцию легких способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос» в дальнейшем ИВЛ; - наложение жгутов, повязок и шин; - наложение имитаторов ранений и поражений; - транспортировку пострадавшего.		
	Вес тренажера	15 кг		
	Габаритный размер	1700 х 650 х 350 мм		
	Комплектация	Торс человека с головой: 1 шт. Муляжи ног: 2 шт. Муляжи рук: 2 шт. Гайки М6 с декоративными заглушками: 4шт. Комплект сменных лицевых масок: 5 шт. Санитарная салфетка для проведения искусственного дыхания: 100 шт. Спортивный костюм: 1 шт. Пенополиэтиленовый коврик: 1 шт. Паспорт: 1 шт.		
	Упаковка	Трехслойный гофрокартон 5 мм, воздушно-пузырчатая пленка, скотч		
Тренажёр-манекен	Тип	Тренажер-манекен представляет собой имитацию тела пострадавшего и предназначен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей (приема Геймлиха).	штука	1

М4002 ИСКАНДЕР	Оборудование имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных органов человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной перегородки) Подвижное соединение тела с головой, имитирующее шейный отдел позвоночника	Наличие		
	Детали и узлы, имитирующие анатомические ориентиры (имитация грудной клетки, мечевидного отростка грудины и т.д.) для корректного проведения реанимационных мероприятий	Наличие		
	Манипуляции	- диагностика состояния пострадавшего (измерение пульса, определение состояния зрачков - контролируется инструктором); - удаление инородного тела из верхних дыхательных путей в положении «стоя», «сидя», «лёжа»; - отработка приёмов транспортировки пострадавшего в точку прибытия автомобиля "Скорой помощи".		
	Материал тренажёра-манекена	Поливинилхлорид 3 мм, АБС поливинилхлорид		
	Габариты тренажёра-манекена	790x460x260 мм		

	Вес тренажёра-манекена	6 кг		
	Комплектация	Манекен (торс, голова): 1 шт. Имитатор инородного тела (поролоновый шарик): 1 шт. Имитатор верхних дыхательных путей: 1 шт. Имитатор сопряженных органов человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной перегородки): 1 шт. Пенополиэтиленовый коврик: 1 шт. Джемпер: 1 шт. Транспортировочная сумка: 1 шт. Учебный видеофильм «Оказание первой помощи на тренажере-манекене» (DVD-диск): 1 шт. Учебный видеофильм «Оказание первой помощи на тренажере-манекене» (DVD-диск): 1 шт. Паспорт: 1 шт. Руководство по эксплуатации: 1 шт. Методические рекомендации: 1 шт.		
	Упаковка	Трехслойный гофрокартон 5 мм, воздушно-пузырчатая пленка, скотч		
Набор имитаторов травм и поражений МАКСИМ М 10	Тип	Предназначен для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи при ранениях различной степени тяжести, иммобилизации и транспортировке пострадавших.	штука	1
	Муляжи-имитаторы	Мягкие накладные, художественно расписанные пластинки, с вставленной тесьмой для демонстрационного крепления на теле человека (тренажера).		
	Материал муляжей-имитаторов	Полиуретан		
	Количество муляжей-имитаторов	18 шт		

	Вид муляжей-имитаторов	- открытый перелом плечевой кости; - открытый перелом бедра; - ожог кисти I-II-III степени; - отморожение кисти I-II степени; - открытый перелом предплечья; - закрытый перелом голени; - проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки; - рвано-ушибленная рана стопы; - открытый перелом нижней челюсти; - закрытый перелом предплечья; - закрытый перелом бедра; - проникающее ранение грудной клетки; - открытый перелом голени; - закрытый перелом плеча; - закрытый перелом ключицы; - открытый перелом ключицы; - перелом основания черепа; - открытый перелом пястных костей с частичной; травматической ампутацией II фаланги.		
	Упаковка	Пластиковый чемодан		
	Набор совместим с любым манекеном-тренажером для реанимации	Наличие		
Шина складная КШТИв-01-Медплант Средний	Тип шин	Представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоцветные) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности	штука	1
	Крепление шин	С помощью бинтов		
	Тип шины-воротника	Представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулирующуюся как по объему шеи, так и по высоте		
	Крепление шины-воротника	С помощью текстильной застежки		

	Комплектация:	Шина-воротник для взрослых: 1 шт. Шина для нижней конечности для взрослых: 1 шт. Шина для верхней конечности для взрослых: 1 шт. Бинт медицинский стерильный: 2 шт. Повязка косыночная взрослая (косынка): 1 шт. Сумка транспортировочная: 1 шт. Руководство по эксплуатации: 1 шт.		
	Количество регулируемых размеров шин	4		
Воротник шейный Шанца.	Тип	Шина-воротник типа Шанца. Мягкий упругий фиксатор шейного отдела позвоночника анатомического профиля	штука	1
	Фиксация воротника	застежка типа "контакт"		
Табельные средства для оказания первой медицинской помощи.	Тип	Предназначены для оказания первой медицинской помощи	штука	1
	Комплектация	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»: 1 шт. Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией: 1 шт. Пакет перевязочный медицинский стерильный: 1 шт. Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода: 1 шт. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием: 1 шт. Лейкопластырь рулонный: 1 шт. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые: 1 пара Маска медицинская нестерильная 3-слойная с резинками: 1 шт. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая: 1 шт. Сумка: 1 шт.		
	Присутствие медицинских препаратов в комплекте	Исключено		

	Упаковка	Сумка, пошитая в виде клапана для укладки всех средств		
	Форма сумки	прямоугольная		
	Клапан сумки создан таким образом, что закрывает и предохраняет карман-вкладыш от возможных повреждений	Наличие		
	Застежка на контактной ленте у клапана сумки	Наличие		
	Пояс ремень для фиксации сумки	Наличие		
	Основной чехол сумки, состоящий из 4 отделений, в который вставляют карман-подкладку	Наличие		